

Plantilla desechable para muestreo de carcadas de Aves

USDA 50 cm² 3M™
Cat. USDA050

Insertar Aquí imagen
en formato **cuadrado** de
PRODUCTO ó **APLICACIÓN**
respetando el borde
ROJO.

Ficha Técnica

Descripción

El producto consiste en una plantilla desechable plástica de área de 50 cm² (5cm de ancho x 10cm de largo), lista para uso y envuelta individualmente en film plástico pre-picado para facilitar su uso y manipulación.

Aplicaciones

La plantilla desechable para muestreo 3M™, aplica para:

- la toma de muestras en carcadas de aves.
- Industria de Alimentos y bebidas.

Fácil de usar

La plantilla desechable para muestreo 3M™, es fácil de usar:

- 1.- Romper el sello superior de la bolsa y colocar sobre la superficie a muestrear.
- 2.- Muestrear con implemento (tórula, esponja).
- 3.- Descartar la plantilla.

Beneficios

- Plantilla desechable de 50 cm cuadrados (5 x 10 cm zona de ensayo), lista para usar.
- Formulado para ser utilizado en los ensayos de USDA en aves.
- Cumple con los requisitos de la Ley de Reducción de Patógenos de Estados Unidos.

Presentación

Las plantillas para muestreo USDA de 50cm² 3M™, vienen en la presentación siguiente:

Código corto	Descripción del producto	Unid/caja
USDA050	3M™ plantilla desechable plástica de área de 50 cm ²	100unidades/caja