

3M™ Fraser Broth Supplement

Citrato amonio férrico



Ficha Técnica

■ Descripción

3M™ Fraser Broth Supplement (BP0220010) es una solución de Citrato de amonio férrico 5%

■ Usos

Es utilizado en conjunto y como suplemento del 3M Demi Fraser broth y Fraser Broth

■ Características

De acuerdo a la ISO 11290-1, suplemento estéril debe ser adicionado asépticamente a la base y ser utilizado inmediatamente

■ Presentación

Código Corto	Descripción Producto	Un/Caja
BP0220010	Suplemento caldo enriquecimiento Listeria	10 unidades

■ Beneficios

- Aumenta la productividad al contar con una presentación lista para el uso
- No requiere preparación
- Reduce el error y riesgo de contaminación.